W32-RS232C-R	S						汎用入力
RS-232C汎用データ取込	ソフ	ト	品番	接続方法	Ł	価格	動作環境
使用できる機種 RS-232C通信ポートを介してデータを出力する 測定器類。ただし、すべてのデータ取り込みを 保証するものではありません。			W32-RS232C-RS	RS-23	2C	90,000円	Windows7/8.1/10/11 (32bit or 64bit) Excel2013/16/19/21 (32bit版 Only)
RS-232C       25.4560       ●●●●●	・指最垂垂に・指数文 注一一さ21流派信数さララ 機	タれの気気には「「「」、 とうたいのうない。 とうたいのうちた成たタタ ノ	<u> ゴーとしての活用</u> 時間間隔で指定された個 50回までのデータが連続し 式の機器のデータを、デー 式の機器でも、指定された データは破棄されます。 <u>の受信データを分割して取</u> 分割文字で、測定データを は判定を外れた場合赤色 の場合は、「NG」「NOGO」「 パソコンを接続するためのPC接	数のデータ の取り込め -タ受信毎 :時間間隔 :最大30分 で入力され FAIL」のど 続ケーブルI	をまこで <u>が</u> 割まれ よ、ユア。	ルタイムにExcelシー シートに取り込むこ タ取り込みが可能で <u>ます。</u> たれぞれExcelシート ざ含まれると赤色でJ ・ザ側でご用意いただく	・トに 取込みます。 ともできます。また、 す。指定時間間隔内 に取込みます。 しつされます。 必要があります。
スタートすると、指定された時間間隔で、指定された時間間隔で、指定されたサンプル数のデータを取込みます。必要なら日付時刻も付加することもがきます。		htt C / / / / / / / / / / / / / / / / / /	COLOR 215 201 0 201 0 202     COLOR 201     COLOR 201	本プログラ 作します。 ると、Excel われます。 タンをクリッ 始します。 第 2007 2 (10)	A ムはExcc Excel 上 シート上 ク すると	el上のアドインとして動 から本アドインを起動す に、このウインドウが現 キを設定し「START」ボ データの取り込みを開	
操作説明		(C) 2	011 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc.	x		データの取込を一時中. 取込を再開します。	止します。もう一度クリックすると
測定中は「赤色」、ボーズ中は「青色」、停止中は 「灰色」となります。			RS232Cデータ取り込み Ve	er3		PAUSE中に受信したデ	ータは読み捨てます。
測定データをExceに取込を開始します。 STOPボタンで任意に測定を中止できます。		Ě	START PAUSE	STOP •		データの取込を中断しま 再測定のため 1つ前の	です。 受信データを削除1 キオ
「連番」にチェックを付けた場合、連番の ―― 先頭番号を指定します。		- <del>-</del>	1 RE-POSITION BAY ッダ マ スクロール 図連番	BACK	_	<ul> <li>PAUSE中、または、データ受信待ちの時、Excel</li> <li>シート上のカーソルを移動し、このボタンをクリック すると、その位置が、データ入力位置に再設定</li> </ul>	
ヘッダ(測定項目名)を測定開始の時に –––– Excelシートに入力します。				B/= 9 /4		されます。 受信データに連番を	ナ加してExcelシートへ入力
日付を受信データとともに入力します。 時刻にチェックを付け、日付にチェックが無い 場合は、日付が初回だけ入力されます。			受信デー/数 デー/区切			します。 ・スタートからの経過時 Excelシートへ入力しる	間を受信データとともに、 ます。
データの入力と共にシートをスクロールします。				V		-RS-232Cの通信条件	を設定します。(後述参照)
時刻を受信データとともに入力します。 測定器からデータが垂れ流しで送られてくる 場合、受信の都度、Excelシートに入力する 時、チェックを付けます。			Hi Lo 一 垂れ流し受信 要求送信コマンド その他 FETCH? は合インターバル			データを取込む時間間 入力できる最大時間は その間に受信したデー	問隔(秒)を入力します。 に、1,000,000秒です。 夕は破棄されます。
			受信の都度 時間間隔(sec) 受信回敗 使信回敗	2 • 5 • END		- ノークを収込む回数で ボタンでいつでも中断 ていないときは、200,00 きる最大回数は、200,0	ビロレします。[但し、「STOP] できます。また、何も入力され 00回と解釈されます。入力で 000回です。



## USB-RS232C変換器の使用に付いて

パソコンに測定器と接続できるRS232Cポートの空きがない、または、ノートパソコンにRS232Cポートが装備されていない場合、 パソコンのUSBポートをRS232Cに変換して、測定器のRS232Cポートに接続します。

「USB-RS232C変換器」は、ユーザ側で市販のものをご用意ください。本商品には含まれておりません。

当社では、下記の「USB-RS232C変換器」で動作確認をしております。

また、各変換器に付属するインストールガイドに従って変換器のドライバを適切にインストールしてください。正常にインストールした後、 その時に割り当てられたポート番号を確認し、上記の「通信条件の設定」のRS232Cポートに、その番号を設定します。

